

ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA - TURMA 1

LISTA DE MATERIAL – BÁSICA

*lista de material geral, a cada módulo será informado o material necessário de acordo com a atividade programada.

- Canetas de alta e baixa rotação
- Jogo Clínico
- Espelho clínico primeiro plano (front surface/primeiro plano) nº 5 e nº3
- Pinça
- Sonda exploradora de ponta reta
- Sonda exploradora de ponta angulada
- Seringa carpule com refluxo
- Espátula de inserção nº1 ou Hollenback ou espátula para resina.
- Régua endodôntica milimetrada calibradora
- Sugador endodôntico (preferência por descartável)
- Colher de dentina pescoço longo
- Sonda periodontal milimetrada
- Espátula 24 flexível
- Placa de vidro
- Sugador convencional descartável
- Tamborel para limas
- Cubeta
- Pote Dappen
- Brocas para alta rotação: 1013, 1013 HL, 1014, 1014HL, 3082 ou EndoZ, 3118 F e 3168F (Pêra), broca transmetal
- Brocas para baixa rotação: carbide CA longa 26 mm nº 3 e nº 5
- Escova profilática para conduto
- Escova profilática para câmara pulpar
- Arco de Osbty ou Young
- Pinça porta-grampo serrilhada

- Pinça perfuradora de lençol de borracha
- Grampos de isolamento: 210, 211, 206, 208, 200, 201, 202, 205, 14, 14ª, 0, 00, 209, W8A
- Limas tipo K #10 21mm e 25 mm (Marcas sugeridas: C-Pilot da VDW, Target da Easy ou Hi-5 da Mklife)
- Limas tipo K #15 21mm e 25 mm (C-Pilot da VDW, Target da Easy)
- Limas tipo K 1ª série 21mm e 25 mm
- Limas tipo K 2ª série 25 mm
- Limas C + plus #08, #10 e #15 (jogo sortido 21mm) (Destsply- Maillefer)
- Limas rotatórias (sistema de escolha individual)
- Limas mecanizadas reciprocantes (sistema de escolha individual)
- Limas para retratamento (sistema de escolha individual)
- Condensadores de Schilder 2-3 e 3-4
- Calcadores de Paiva 1-4
- Lamparina à álcool ou maçarico
- Isqueiro
- Seringa hipodérmica Luer lock 10ml
- Seringa hipodérmica Luer lock 5 ml
- Seringa hipodérmica 1ml
- Agulha para irrigação (sugestões: hipodérmica 25x0,55 mm; Endo eze, Ponta p/ Irrigação com saída lateral- mk life)
- Ponta de aspiração plástica intracanal (Mk-life ou Capillary tips)
- Alça labial (localizador foraminal) (2 unidades)
- Easy Clean (min. 6 unidades)
- Ponta termoplastificadoras M ou U (odousededeus.com.br ou easyequipamentos.com.br)
- Película de Raio-X
- Aplicador de MTA
- Lençol de borracha 15x15 mm
- Campo de TNT 40x40 cm
- Ponta de papel absorvente cell-pack M e FM ou de acordo com o sistema mecanizado escolhido
- Cimento endodôntico
- Lâmina de bisturi nº 15

- Hidróxido de cálcio P.A
- Cimento reparador MTA (Sugestão: Angelus ou Cimmo)
- Ultracal
- Ionômero de vidro
- Coltosol
- Vaselina sólida ou lubrificante hidrossolúvel
- Fio dental
- Ácido fosfórico 37%
- Resina fotopolimerizável com carga cores (A1 e A3)
- Carbone de articulação
- Adesivo universal
- Aplicador Microbrush extra-fino
- Rolete de algodão
- Gaze estéril
- Agulha gengival curta
- Agulha gengival longa
- Anestésico tópico
- Anestésicos: Lidocaína 2% 1:100.000 com adrenalina; Articáína 4% 1:100.000; Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000 (Tubete de vidro)
- Babador descartável e prendedor
- Barreiras plásticas: sacos plásticos e filme PVC
- EDTA 17%
- Soro fisiológico
- Cola de cianoacrilato (exemplo: Superbond, Tek bond ou similares)
- Cones de guta percha:
 - Tamanhos: M, M (extra-longo), FM, MX
 - De acordo com o sistema de limas escolhido (opcional)
- Óculos de proteção individual (01 para o operador e 01 para o paciente)

LOJAS SUGERIDAS

Dr Premier (Belém/Pa) Vendedor Wendel- 91 98035-3509

Versa Dental (Belém/Pa) Vendedora Cláudia- 91 98398-4587

Labodental (Belém/Pa) 91 98440-1657

www.dentalpaivanovo.com

www.novaendovita.com

www.dentaltrinks.com.br

www.endoplus.odo.br

www.mklife.com.br

www.easyequipamentos.com.br

www.endosupport.com.br

www.endomil.com.br

www.odousdedeus.com.br